

AM&D

Ofertas válidas desde
el 15 de enero hasta
30 de abril de 2021

Ofertas
Exclusivas

www.americanmyd.es



MUY PRONTO

¡ESTAD ATENTOS!
Nueva Marca
Llegará a American M&D
en exclusiva

**¡Más de 150
productos increíbles!**

Composites, Adhesivos,
Cementación, Blanqueamiento,
Pernos, Accesorios, Pulidores...

American
Medical&Dental


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent


PREVENT*
EXCELLENT ORAL CARE


AS
Technology


KDM «
KDM «
KDM «



Síguenos en:
Instagram / Facebook

 **KDM** « by
PeriOptix


iIero


LABOMED
ideas for vision


COLTENE
SciCan

www.americanmyd.es | 934 196 544 | Información y venta dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios



Máxima luminosidad, ergonomía y control.

Lupas HDMax™

Novedad



HDMax™

	HDMax™ 2.5x	HDMax™ 3.0x	HDMax™ 3.5x	Prismatic 4.0x TTL
Campo de vision	3,5"	3,5"	3,5"	2,5"
Profundidad de Campo	5,5"	5,0"	4,5"	2,5"
Peso	47g	48g	51g	61g

Ergonómica

Enfoque ergonómico

El modelo Perivista está dotado de un mecanismo de varilla que permite la variación del ángulo pantoscópico facilitando 3 posiciones del ángulo de inclinación sin alterar la distancia de trabajo del usuario (mayor ergonomía)

Variando la posición de las varillas conseguimos más ergonomía y precisión en la distancia de trabajo (DT)



Colores disponibles para las monturas



Consecuencias anatómicas



Una postura correcta mejora la visión y reduce los dolores de espalda y cuello.

Lupas	Referencia	P.V.P.	OFERTA	Lupas	Referencia	P.V.P.	OFERTA
2.5x	-	1.481,00 €	1.265,00 €	3.5x	-	1.661,00 €	1.385,00 €
3.0x	-	1.571,00 €	1.335,35 €	4.0x	-	2.316,00 €	1.845,00 €

*En caso prescripción óptica podrá variar el precio según necesidades visuales

Novedad Luces **LumiPro™ Headlight** **Claridad**



KDM by
PeriOptix
NUEVA LumiPro™
Headlight Systems

Diseñada para una luz uniforme nítida extrema de borde a borde

La luz LumiPro™ cuenta con componentes de vanguardia creados bajo estrictos controles y estándares de calidad. El resultado es claro: una emisión uniforme de luz natural que no compromete el tamaño, el color o la intensidad del punto.

Diseñada para una luz uniforme, nítida, extrema de borde a borde.



	LumiPro	Competitor 1	Competitor 2
Peso	8g	10.8g	8g
Campo de iluminación	90mm	85mm	72mm
Temperatura del color	5500K	6500K	4500K
Intensidad	102 Lumens	68 Lumens	60 Lumens
Autonomía	10+ horas on high	8 horas	8 horas

Ergonómica

Su diseño ligero alivia la tensión del cuello.

Aunque significativamente más pequeña, LumiPro™ también es más ligera que la mayoría de las luces del mercado. Promueve una postura ergonómica y reduce el riesgo de tensión excesiva en el cuello y el cuerpo



Puerto Micro USB

Botón Soft-Touch

Intensidad de luz

Puerto de la luz



LED Firefly™



- Intensidad de Luz: 2 opciones — high 32.000 lux y low 20.000 lux
- Peso: 28 g
- Campo de iluminación: 70 mm
- Autonomía: 150 minutos en low, 90 minutos en high
- Tiempo estimado de carga: Cargan ambos focos en 2 h.
- Disponible en tres colores: negro, rojo y azul
- Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y para la mayoría de las lupas del mercado.

LED RC Mini™



- Intensidad de Luz: Totalmente ajustable hasta 40,000 lux.
- Peso: 9 g
- Campo de iluminación: 75 mm
- Autonomía estimada: 8 horas
- Tiempo estimado de carga: 3 horas
- Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y para la mayoría de las lupas del mercado.

Ref. 232057 Descripción Luz LumiPro™ Headlight System P.V.P. 1.643,00 €

OFERTA
1.399,00 €

Ref. Descripción
230196 Kit FireFly Negro
230197 Kit FireFly Rojo
230198 Kit FireFly Azul

P.V.P.
1.493,00 €

OFERTA
1.280,00 €



5D

“Hola: soy
iTero Element 5D
y traigo una nueva
dimensión para el
cuidado dental.”

iTero element 5D



Soy **iTero Element2**
y traigo innovaciones
al mundo de la visualización

iTero

iTero Element 2 permite procesar los escaneos más rápido que el escáner iTero Element actual y ofrece mejor ergonomía e imagen a color de alta definición para convertirse en la herramienta ideal de la clínica moderna.



Ref.: 230899

Fundas protectoras iTero
p/cámara 25 uds.

P.V.P.: 74,00 €

Equipos Dentales

*Ampliamos
la familia*
K150

KDM ◀
K150 by Fedesa

Advanced · Lux · Eco



Cualquiera de los 3 modelos, **Eco, Lux o Advance** pueden elegirse en la versión mangueras colibrí, mangueras colgantes, o unidad móvil.

K150Advance

SILLÓN:

- Electromecánico.
- 3 Memorias
- Spit y last position.
- Retorno zero.
- Un apoyabrazo
- Cabezal doble articulación de nueva generación.

ESCUPIDERA:

- Soporte 4 colgadores con botonera capacitiva.
- Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:

- Con giro articulado y botonera capacitiva con pantalla.
 - Jeringa 3F.
 - Manguera con luz.
 - Manguera con micromotor eléctrico con luz de inducción NSK integrado en pantalla.
 - Limpiador NSK integrado en pantalla.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN (control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led).

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

K150Lux

SILLÓN:

- Electromecánico.
- 3 Memorias
- Spit y last position.
- Retorno zero.
- Un apoyabrazo
- Cabezal doble articulación de nueva generación.

ESCUPIDERA:

- Soporte 4 colgadores con botonera capacitiva.
- Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:

- Giro articulado y botonera capacitiva:
 - Jeringa 3F.
 - Manguera con luz.
 - Manguera con micromotor eléctrico con luz de inducción NSK (sin pantalla).
 - Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN (control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led)

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

K150Eco

SILLÓN:

- Electromecánico.
- 3 Memorias
- Spit y last position.
- Retorno zero.
- Un apoyabrazo
- Cabezal doble articulación de nueva generación.

ESCUPIDERA:

- Soporte 4 colgadores con botonera capacitiva.
- Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:

- Con giro articulado y botonera capacitiva:
 - Jeringa 3F.
 - Manguera neumática
 - Manguera con luz.
 - Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL REDONDO:

- Selector de spray
- Chip Blower

Lámpara iluminación FARO modelo EDI (halógena)

Consulte la mejor oferta al promotor de la Zona

Microscopios



LABOMED[®]

ideas for vision

Desde **7.190,00€**

PRIMA Mμ

Diseñado para proporcionar un rendimiento excelente en pruebas diagnósticas y cirugías con la máxima rentabilidad.

Perfecta mezcla de ergonomía, diseño, rendimiento y economía.

Óptica excelente con un eficiente sistema de iluminación LED y una disposición mecánica fluida integrada en su diseño compacto, proporciona el mejor rendimiento y la máxima fiabilidad en cada uso.



PRIMA DNT

LABOMED fue el primero en desarrollar un microscopio dental con un concepto de iluminación única basada en LED, ahora con 120.000 lúmenes. Ese diseño puntero ha dado lugar a un avanzado sistema de iluminación de gran eficiencia, de baja temperatura y que ofrece un LED realmente blanco con valores Lux muy similares a los del xenón, pero con una vida útil de la bombilla de unas sesenta mil horas.

El Prima DNT dispone de un sistema óptico apocromático que le ofrecerá las imágenes más vividas y reales de todos los instrumentos de su clase. Esto se consigue gracias a los revestimientos MaxLite™, patentados por LABOMED, que proporcionan una gran eficiencia en la transmisión y reflexión en todo el espectro visible. MaxLite™ aporta a las ópticas unas excelentes cualidades antifúngicas, antivaho y antirrayas.

El objetivo variable NuVar™ permite al dentista seleccionar la distancia de trabajo ideal en función de los requisitos que exija cada procedimiento.

NuVar™ ofrece un ajuste fluido de la distancia focal de 300 mm a 400 mm.

MAGNA

Una iluminación LED súper brillante provee de 120.000 lúmenes de luminosidad, a temperatura de color de la luz día, sin mantenimiento, evitando el alto costo que representa los frecuentes cambios de bombilla de otros sistemas. Magna promete hasta 60.000 horas de vida de la bombilla sin degradación.


El objetivo de distancia de trabajo variable LABOMED NuVar™ esta integrado en el Magna. Ofrece a los usuarios del microscopio una mayor comodidad y una mejor ergonomía al lograr una distancia de trabajo adecuada y variable con sólo girar un botón. Pudiendo seleccionar el punto de enfoque durante 10 cm de longitud.

El sistema ABA proveerá el mayor grado de libertad con la ventaja de su extensión de brazo inherente, haciendo más fácil que los sistemas montados al techo o a la pared logren las posiciones de observación deseadas.

Tanto el mango ergonómico como el brazo de soporte están equipados con un botón de liberación del freno, atractivo para usuarios diestros y zurdos.

Mantener presionado uno de los botones de liberación permite que el microscopio se mueva fácilmente, independientemente de la carga de accesorios. Al liberar el botón, se mantiene la posición del microscopio inmediatamente.

Provisto de accesorios ópticos ergonómicos y adaptadores digitales, el Magna está completamente equipado y listo para cumplir con todos los requerimientos del usuario sin las molestias y los costos de accesorios adicionales en el momento de la compra.



Accesorios

LABOMED



ideas for vision



Objetivo NuVar™

El objetivo variable NuVar™ permite a los odontólogos seleccionar la distancia de trabajo ideal según los requisitos del procedimiento. NuVar™ proporciona un ajuste fluido de la distancia focal en función de la lente elegida: NuVar™ 7, NuVar™ 10 y NuVar™ 20.



Spray Shield™

Soporte universal
con protección
transparente para
Mu, Prima & Magna



Rotoplate™

Permite girar el cabezal binocular del microscopio 20 grados hacia ambos lados con relación al cuerpo del microscopio que permanece estático. Ofrece al operador del microscopio una posición ergonómica correcta.



Oferta 75,00€

Ref.: 231838

Doble beam Splitter, incl. Kit with M200 (4K)

Con este sistema de documentación podrá mostrar a su paciente una visión más fidedigna. Además le permite documentar en vídeo 4k o fotografía HD todos y cada uno de los tratamientos que realice.



Ergo Support™

Ergo Chair ha sido diseñado para usuarios de Microscopio, con la idea de mantener una ergonomía correcta. El soporte para los brazos con el exclusivo sistema reposabrazos, brinda la posibilidad de colocar sus brazos alrededor del torso en muy poco tiempo y sin ningún botón, preservando la libertad de movimiento alrededor del paciente. Los reposabrazos son giratorios y curvos con la ventaja que soporta brazo, codo y muñeca.



Luxeo 6Z ¡Que haya luz!

LABOMED
ideas for vision

Excelentes características de iluminación,
en el elegante paquete todo incluido de Luxeo 6Z

MICROSCOPIO ESTEREO



Desde **1.860,00€**

Aparatología

KDM by **W&H**

Oferta especial
1+1
en Rotatorios KDM
se pueden combinar
GRATIS el instrumento
de menor valor



Rotatorios KDM		
Ref.	Descripción	P.V.P.
231253	Turbina KDM K405 con luz	820,00 €
231255	Contraángulo KDM K411 multiplicador 1:5 rojo c/ luz	1.045,00 €
231256	Contraángulo KDM K421 1:1 azul c/ luz	857,00 €
231257	Contraángulo KDM K430 1:1 azul s/ luz	724,00 €
231254	Acoplamiento KDM K402 compatible Multiflex y RotoQuick	549,45 €

Autoclave YS-22L-E

Autoclave Clase B YS-22L-E



Para la esterilización de todo el instrumental del mercado.
Capacidad 22L.
Microprocesador con sistema de control inteligente.
Pantalla LCD para el control de parámetros y condiciones durante el proceso.
Función de auto-diagnóstico y auto-protección.
Bloque: eléctrico + mecánico.
Dimensiones de la cámara: 25x45 cm.
Dimensiones del producto: 61x50x43 cm.
Fuente de alimentación: 220V/50hZ 2.4KW.
Conexión USB.
Impresora térmica.
Peso neto: 53,25 Kg. Peso bruto: 55,5 Kg.
Garantía de un año.

AS
Technology

P.V.P.: ~~2.650,00€~~

Oferta 2.190,00€

Ref.: 230156

Selladora



Destilador de agua



Ultrasonido
2,5 L



Aparatología AS Technology

Oferta Conjunto

Ref.	Descripción	P.V.P.	Dto.	OFERTA
230156	Autoclave AS Technology clase B 22 litros	2.650,00 €	17,35%	2.190,23 €
281643	Selladora AS Technology	535,71 €	45,40%	292,50 €
281374	Ultrasonido AS Technology 2,5L	234,43 €	32,60%	158,01 €
281642	Destilador de agua	263,77 €	42,22%	152,41 €
TOTAL CONJUNTO		3.683,91 €		2.793,13 €

Oferta Individual

Ref.	Descripción	P.V.P.	Dto.	OFERTA
230156	Autoclave AS Technology clase B 22 litros	2.650,00 €	13,00%	2.305,50 €
281643	Selladora AS Technology	535,71 €	39,33%	325,00 €
281374	Ultrasonido AS Technology 2,5L	234,43 €	25,11%	175,56 €
281642	Destilador de agua	263,77 €	35,80%	169,34 €

NEW

SOOOO 2 IN 1 IS VISALYS® CEMCORE

CEMENTATION & CORE BUILD-UP



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

Visalys® CemCore es el primer cemento de resina autograbante y autoadhesivo que también es un formador de muñones con unas propiedades físicas extraordinarias.

2 indicaciones en 1 producto

- Cementación y formador de muñones
- Excelente adhesión
- Tecnología de Conexión – Activa patentada

En combinación con Visalys® Tooth Primer

- Buena estabilidad dimensional
- Reduce el riesgo de fracturas
- Estabilidad extraordinaria con muy buenas propiedades de fluidez al mismo tiempo.
- Permite la confección de formas especiales

Fácil de retirar los excesos

Pocos componentes

1 jeringa automezcla.

1 Primer para Diente.

1 Primer para la restauración.



- Estabilidad en el color
- Radiopaco
- Sin bisfenol A



Cemento autoadhesivo + Formador de muñones autoadhesivo

Indicaciones de uso

Cementación de restauraciones

- Veneers
- Inlays / Onlays / Coronas parciales
- Coronas / Puentes
- Puentes Maryland
- Pernos radiculares
- Formación de muñones indirectos

Formación de muñones

- Incluso sin matrices

En combinación con el primer

- Para el diente
- Para las restauraciones



NEW

Visalys® Tooth Primer




- Para todas las técnicas de grabado
- Autograbante
- No es necesario fotopolimerizar
 - No se obstruyen los canales radiculares porque se haya fotopolimerizado el exceso de adhesivo.
 - Fragua en canales radiculares donde no llega la luz.
- Con base acuosa
- Primer monocomponente
- Monómeros adhesivos MDP
- Sin bisfenol A



Visalys® Restorative Primer



- Para todas las restauraciones
- Autograbante
- No es necesario fotopolimerizar
- Con base de etanol
- Primer monocomponente
- Monómeros MDP y silano adhesivos
- Sin bisfenol A



VISALYS® CEMCORE

Oferta 73,80€

Ref.: 231497
Starter Pack
Universal A2/A3
P.V.P.: 138 €



Oferta 73,80€

Normal Pack 1x5 ml (9,8 g)
Jeringa Automix
P.V.P.: 138 €



Ref.: 231500 - Translucent
Ref.: 231501 - Bleach
Ref.: 231498 - A2/A3
Ref.: 231502 - Dark A4
Ref.: 231499 - Opaque

Ref.: 231508
Tooth Primer
4 ml
P.V.P.: 70,23 €



Ref.: 231509
Restaurative Primer
4 ml
P.V.P.: 70,23 €



CemCore Try In Paste
Jer. 1,4 ml
P.V.P.: 23,41 €



Ref: 231503 (A2/A3)
Ref: 231504 (Opaque)
Ref: 231505 (Translucent)
Ref: 231506 (Bleach)
Ref: 231507 (Dark A4)

La primera impresión es la que cuenta

Panasil®: Impresiones perfectas incluso en entornos húmedos



Oferta

67,78€

Desde la 1ª unidad.

Panasil® Putty

Panasil® Putty es un material de impresión de precisión moldeable clásico disponible en tubo. Gracias a su continuo refinamiento, usted podrá beneficiarse de 35 años de experiencia, calidad y fiabilidad.

Fácil procesamiento

Puede recortarse con mucha facilidad.

Preciso y al mismo tiempo muy rentable

Estable dimensionalmente y una extraordinaria relación calidad-precio. Presión dinámica extraelevada para un flujo óptimo.

Un producto siempre adecuado

La versión Fast presenta un tiempo de fraguado intrabucal corto y una alta dureza final (Shore A 66). La versión Soft presenta una dureza final más baja (Shore A 60) para garantizar una fácil extracción de la boca.

900 ml Normal pack 1:1
1 pasta catalizadora de 450 ml,

1 pasta base de 450 ml, 2 cubetas dispensadoras

Panasil®		Ref.:	P.V.P.:
Putty Fast		231460	112,97 €
Putty Soft		231461	112,97 €

Panasil® initial contact

Panasil® initial contact es un material de impresión de baja viscosidad desarrollado a partir de silicona A con una hidrofilia inicial particularmente elevada para técnicas de impresión de precisión y es fiable incluso en situaciones extremas. Impresiones precisas.

Fluye de manera óptima y, gracias a su excepcional hidrofilia inicial, también garantiza fiabilidad y precisión en situaciones bucales complicadas.

Recuperación elástica dimensionalmente estable.

Fácil procesamiento

Rápido y sencillo de aplicar mediante cualquier pistola dispensadora convencional como Applyfix® 4 para materiales de impresión.

Fácil de manipular

Baja viscosidad y, al mismo tiempo, estable; tiempo de manipulación práctico; tiempo de fraguado intrabucal corto.

100 ml Normal pack 1:1

Panasil® Initial Contact 2 cartuchos de 50 ml, 8 boquillas mezcladoras amarillas (Regular: 6 boquillas mezcladoras verdes)

	Ref.:	P.V.P.:
X-Light	230330	56,44 €
Light	231462	56,44 €
Regular	230332	56,44 €
Monophase	230334	56,44 €



Oferta

29,91€

Desde la 1ª unidad.

Algunos productos de la marca Kettenbach sólo se comercializan en países determinados.

Futar®

Fascinación por la perfección

Registro de mordida preciso al máximo nivel

La familia de productos Futar® incluye 5 materiales elastoméricos inyectables para el registro de mordida.

Futar® D

Precisión, fácil de manipular y estable

La dureza final extraelevada (Shore D 43) evita realces al alinear los modelos en el laboratorio.

Características de fraguado modernas

Regular set: tiempo de manipulación cómodo (30 segundos), tiempo de fraguado intraoral corto (90 segundos) para facilidad de uso.

Fast set: tiempo de manipulación corto (15 segundos), tiempo de fraguado intraoral extracorto (45 segundos): el registro está listo en tan solo 1 minuto.

Futar®

La alta dureza final (Shore D 90) minimiza la compresión cuando se montan los modelos en el laboratorio. Altamente tixotrópico, de modo que no gotea penetrando en los espacios interdientales, sino que permanece estable sobre la pieza dental.

Identium®

Fijación segura

Gracias a su dureza final elevada (Shore A 60), los pilares del implante y las coronas primarias se trasladan con precisión y se fijan firmemente.

Máxima precisión

El flujo perfecto incluso con humedad residual permite determinar de forma fiable los márgenes de la preparación. Gracias al tiempo de fraguado intrabucal corto, no se producen deformaciones durante la fase de fraguado.

Ahorro de tiempo

En tan solo 3 minutos y 30 segundos, se puede extraer la impresión de la boca del paciente (Identium® Fast).

Más cómodo para el usuario y el paciente

Fácil de extraer de la boca gracias a su alta elasticidad; bajo riesgo de rotura durante la elaboración del modelo. Olor y sabor neutros; tiempo de fraguado intrabucal corto, se reducen considerablemente el movimiento y el reflejo faríngeos.

Identium® combina los beneficios de dos materiales de impresión consolidados (silicona A y poliéter) en una armonía perfecta. El innovador tipo de material Vinylsiloxanether® está disponible en viscosidad alta, media y baja con variantes de fraguado normal y rápido para impresiones monofásicas y de un solo paso. Esto permite que se abarquen todas las técnicas de impresión fundamentales con un único material.

Identium® Medium Refill 760 ml Refill pack 5:1 2 cartuchos de 380 ml

Regular	Ref.: 230310	P.V.P.: 213,72 €
Fast	Ref.: 230312	P.V.P.: 213,72 €

Oferta

160,50€

Incluye 3 cartuchos de 380 ml + Accesorios

Oferta

39,51€

Desde la 1ª unidad.



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent



Futar®

Registro Mordida

100 ml Normal pack 1:1
2 cartuchos de 50 ml,
6 boquillas mezcladoras verdes

Regular	Ref.: 230304	P.V.P.: 56,44 €
Fast	Ref.: 230305	P.V.P.: 56,44 €
Regular D	Ref.: 230306	P.V.P.: 56,44 €
Fast D	Ref.: 230307	P.V.P.: 56,44 €



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

Pruébalo
sin compromiso

Por la compra de 1 Refill Identium

Regular 760 ml (2x380 ml). Ref:230310

GRATIS: 1 Intro pack Identium con 1x380 ml + 1 Adhesive 10 ml + 1 jeringa de aplicación + 10 mezcladores dinámicos (Ref.: 230309)



GRATIS

Por la compra de 1 Refill Identium
Fast 760 ml (2x380 ml). Ref:230312

GRATIS: 1 Intro pack Identium con 1x380 ml + 1 Adhesive 10 ml + 1 jeringa de aplicación + 10 mezcladores dinámicos (Ref.: 230311)

Excepcionalmente estable y resistente a fracturas



Visalys® Temp

Visalys® Temp es un material para coronas y puentes provisionales para prótesis provisionales a corto y largo plazo excepcionalmente estable y resistente a fracturas desarrollado a partir de un composite acrílico multifuncional. Visalys® Temp es apto para la fabricación de coronas provisionales, coronas parciales, puentes, inlays, onlays y carillas.

Fácil de usar

Ahorra un tiempo precioso: superficie suave y mucho brillo sin tener que pulir.
Procesamiento cómodo: barrillo dentinario mínimo, fresado preciso, polvo mínimo.

Estética elevada

Translucidez y opalescencia similares a las de los dientes naturales que garantizan una integración óptima en la dentadura existente gracias a un efecto camaleónico.
Fluorescencia natural; disponible en tres tonos.
También apto para prótesis provisionales en piezas dentales anteriores muy complicadas.



50 ml Normal pack 1:10

Cartucho de 50 ml (98 g), 15 boquillas mezcladoras, azules-naranjas

Visalys® Temp	Ref.:	P.V.P.:
Tono A1	230342	96,00 €
Tono A2	230343	96,00 €
Tono A3	230345	96,00 €
Tono B1	230344	96,00 €
Tono BL	230346	96,00 €

Resistente a fracturas, cómodo, impresionante

Oferta 72,00€

Unidad. Color a elegir

Visalys® Core

Unión adherente fiable para prótesis duraderas

La exclusiva Active-Connect-Technology (ACT) proporciona una unión adherente duradera incluso con adhesivos de un solo paso y de fotopolimerización. Visalys® Core se adhiere excepcionalmente bien a adhesivos fotopolimerizables y de polimerización dual de fase única o de fase múltiple... ¡Podrá seguir usando su adhesivo favorito! Las superestructuras con Visalys® Core son sólidas en compresión y estables, formando un monobloque fiable entre el pilar radicular y la reconstrucción de muñones.

Éxito incluso en las situaciones más difíciles

Visalys® Core es de polimerización dual, lo que garantiza que las superestructuras sean sólidas incluso en zonas sin acceso a la luz.

Dos indicaciones, un material

Para reconstrucción de muñones y cementación de pilares radiculares.

Facilita el trabajo

Visalys® Core puede aplicarse directamente a la cavidad con una fuerza de aplicación mínima.

Visalys® Core fluye fácilmente al introducirse en el conducto radicular, pero sigue demostrando una estabilidad excelente para las reconstrucciones de muñones y puede modelarse fácilmente, incluso sin matrices.

Visalys® Core es preciso y puede triturarse del mismo modo que la dentina.
Fotopolimerización en tan solo 20 segundos.

Visalys® Core	5 ml (9,8 g) Intro pack 1:1 1 jer. doble de 5 ml (9,8 g), 10 boquillas mezcladoras marrones, 5 intraoral tips, 5 Endo tips, 1 embudo	25 ml (49 g) Normal pack 1:1 1 cartucho de 25 ml (49 g), 20 boquillas mezcladoras amarillas, 20 intraoral tips
Dentina	Ref.: 230338	Ref.: 230341
	P.V.P.: 55,41€	P.V.P.: 179,79 €



Oferta 3+1*

Obsequio por envío DDT*

Visalys Core Dentin Syringe 1x5ml Ref.: 230338 **41,56€**

Oferta 3+1*

Obsequio por envío DDT*

Visalys Core Dentin Cartridge 1x25 ml Ref.: 230341 **134,84€**



PREVDENT®
EXCELLENT ORAL CARE



✓ Fluor
free

Fórmula exclusiva con
nano-Hidroxiapatita

P.V.P.: 1.110 €

Oferta 910,00€

Ref: 230297

Lámpara PrevDent

GRATIS

Ref: 230296

Kit A Clínica CrWR +
Kit B de aislamiento

Blanqueamiento Clínico CrWR

El blanqueamiento clínico PrevDent CrWR es un tratamiento seguro, que cumple con las normativas Europeas de blanqueamiento dental. Blanquea los dientes utilizando un concentrado de Peróxido de Hidrógeno en combinación con nano-Hidroxiapatita, en forma de espuma activa oxigenada.

El procedimiento PrevDent CrWR se diferencia del resto de los blanqueadores dentales disponibles para los dentistas, por su fórmula exclusiva con nano-Hidroxiapatita. Los estudios e investigación demuestran que la nano-Hidroxiapatita remineraliza el esmalte y reduce considerablemente la hipersensibilidad.



**Los dientes se vuelven más blancos
y brillantes con PrevDent CrWR.**



PrevDent Office

CrWR Blanqueamiento
Reparador Clínico

Oferta 130,00€

Ref.: 230296

Kit A Clínica CrWR +
Kit B de aislamiento

GRATIS

Ref.: 230299

PrevDent Home Night

Obsequio por envío DDT*

✓ Fluor
free



Así es como funciona:

C - Limpia

Mediante este paso se eliminan manchas profundas del diente con los bastoncillos PrevDent, limpiadores de manchas. Esta combinación avanzada de surfactantes, detergentes, solventes y oxígeno activo, penetran la estructura del diente y rompen y eliminan las manchas.

rW - Blanquea

Cuando la espuma formada por oxígeno activo y nano-hidroxiapatita entra en contacto con los dientes, se adhiere a la superficie del diente, abre los prismas cristalinos del esmalte y conduce la nano-hidroxiapatita dentro de la estructura del diente, al tiempo que rompe las moléculas que absorben la luz y hacen que el diente se vea más oscuro, dejando las moléculas que reflejan la luz, favoreciendo que sus dientes se vean más blancos.

R - Repara

El suero reparador PrevDent libera en el diente una solución pura de nano-hidroxiapatita, que remineraliza y repara la superficie del diente, dándole un aspecto brillante y saludable.



Paso a paso del blanqueamiento

Para un correcto funcionamiento del producto,
es necesario el uso de una lámpara led de blanqueamiento.



1 Inserte cheek retractor y coloque los rollos de algodón



2 Aplicar barrera gingival y polimerizar



3 Colocar la vaselina en el labio inferior



4 Situar una gasa sobre la vaselina



5 Abrir el potenciador (removedor de manchas)



6 Aplicar el potenciador por la superficie dental

Guía de inicio para el primer uso del dispensador Re-Whitening-nHAp™



7 Posicionar la flecha en el núm. 1 y presionar hasta la salida de material



8 Posicionar la flecha en el núm. 2 y presionar hasta la salida de material



9 Seleccionar el porcentaje de pH elegido



10 Presionar 4 veces el dispensador fuertemente



11 Mezclar con la ayuda de un pincel durante 10 segundos hasta conseguir espuma



12 Aplicar con pincel la espuma sobre la superficie dental a blanquear



13 Uso obligatorio de lámpara
Conectar la lámpara del blanqueamiento durante 10 minutos (mínimo 4 sesiones)



14 Abrir el suero reparador (esponja) y presionar hasta que el líquido impregne completamente la esponja



15 Frote la esponja por la superficie dental un mínimo de 2 a 3 minutos



PREVDENT®
EXCELLENT ORAL CARE

✓ Fluor
free

PrevDent Home Day 6%

Blanqueamiento ambulatorio de día

PrevDent con su kit ambulatorio nHAp reparador-blanqueador, introduce una nueva generación de blanqueamientos dentales para casa.

6% Peróxido de Hidrógeno – nHAp – reparador – blanqueador.

Remineralización y tratamiento de la sensibilidad con nano-Hidroxiapatita.

Utilización diaria de 1,5 a 2 horas durante 10 a 14 días.

El reparador – blanqueador nHAp de PrevDent está basado en una fórmula única de Peróxido de Hidrógeno – nHAp, desarrollada y patentada por PrevDent. La utilización del nHAp durante el tratamiento de blanqueamiento de los dientes, hace que estos se limpien y se reconstruya la dentina/esmalte. La sensibilidad se reduce considerablemente y la superficie del diente se vuelve más suave y brillante.

Contenido del Kit Blanqueamiento y remineralizante (1 mes):

Tooth Serum nHAp (30 ml).

4 Jeringas duales x 2,5ml, 6% Peróxido de Hidrógeno – Solución nHAp.

4 Cartuchos x 1 ml. de suero reparador.

Ref: 230298
Kit PrevDent Home Day
P.V.P.: 53,50€

Ref: 230299
Kit PrevDent Home Night
P.V.P.: 53,50€



Oferta 4+1*

Obsequio por envío DDT*

Por la compra de 4 unidades de
PrevDent Home Day o Night

GRATIS 1 ud.

Ref.: 230298 ó 230299

Precio oferta
resultante

42,80€

PrevDent home Night 16%

PrevDent introduce su blanqueador – reparador nHAp. Es una nueva generación de blanqueamientos para utilizar en casa.

16% de Peróxido de Carbamida – nHAp Reparador – Blanqueador.

Remineraliza y reduce la sensibilidad gracias a la nano-Hidroxiapatita.

Se utiliza durante la noche de 10 a 14 días

El blanqueador-reparador de 16% de Peróxido de Carbamida de PrevDent contiene una fórmula única de Peróxido de Carbamida y nHAp desarrollada y patentada por PrevDent. Al utilizarlo durante el proceso de blanqueamiento, los dientes se aclaran al tiempo que reconstruye el esmalte/dentina. La sensibilidad se reduce y la superficie del diente resulta más suave y brillante.

Contenido del Kit Blanqueamiento y remineralizante (1 mes):

Tooth Serum nHAp (30 ml).

2 Jeringas x 5 ml con una solución del 16% de peróxido de carbamida.

4 tubos x 1 ml de suero reparador.



Re mineralización
Di NO a la sensibilidad dental.



PREVDENT®
EXCELLENT ORAL CARE



DeSensiDent

Tratamiento de la sensibilidad en casa con el kit desensident.

El kit contiene 4 esponjitas de suero reparador de nHAp en su forma más pura y un tubo de tooth serum de 30 ml.

Oferta 4+1*

Obsequio por envío DDT* **16,80€**

Ref.: 230300
Kit DeSensiDent
P.V.P.: 21€



Ref: 230301
PrevDent nHAp repair
serum sponge
(Bulkpackage de 75 esponjas)
P.V.P.: 236,70€

Oferta
177,00€

Ref: 230303
PrevDent nHAp repair
serum sponge
(Kit de 10 esponjas)
P.V.P.: 32,40€

Oferta
28,50€



Envase combo Suero reparador nHAp

El suero reparador nHAp que se encuentra en las esponjitas, sirve como una alternativa eficaz al flúor. Las nano partículas en el suero reparador nHAp son lo suficientemente pequeñas como para penetrar en los túbulos dentarios y sellarlos contra daños futuros. El suero reparador nHAp ayuda a reconstruir el esmalte y dentina, dejando a los pacientes con unos dientes más fuertes, más sanos y con menos sensibilidad.

Las esponjitas de suero reparador son perfectas para la clínica dental, tanto si quiere reparar el esmalte del paciente o quiere tratar la sensibilidad.

El envase bulkpackage que consta de 75 esponjitas, es ideal para cubrir las necesidades de su clínica y de sus pacientes aunque también está disponible en envases reducidos para su uso doméstico.

Pasta Dental PrevDent sin flúor

Reconstruye el esmalte, desaparece la sensibilidad y suaviza el esmalte

El dentífrico nHAp contiene una combinación única de Nano-Hidroxiapatita y Xylitol. Las nano partículas son idénticas al mineral del que están formados la dentina y el esmalte. Es precisamente por este motivo que las nano partículas en el dentífrico DeSenSiDent se pueden adherir al esmalte y dentina y rellenar los túbulos.

Reconstruye el esmalte, la sensibilidad desaparece y crea una superficie de esmalte mucho más suave, al tiempo que aparece una sonrisa mucho más blanca y brillante.

Oferta 5+1*

Obsequio por envío DDT*

Ref.: 230302 **7,42€**
Pasta
dental PrevDent
s/flúor 80 ml
P.V.P.: 8,90 €



✓ Fluor
free

Desinfección



Ref.	Descripción	P.V.P.	Oferta
Superficies			
223752	Kwipes Spray 1 L	21,55 €	16,16 €
033631	Kwipes Spray 5 L	42,47 €	31,85 €
031106	Toallitas Disp. 120 uds.	10,48 €	7,86 €
031107	Toallitas Rep. 6x120 uds.	41,96 €	31,46 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	Oferta
Instrumental y fresas			
223748	Biodes-K Forte Eco 0,5% doble dosis 1 L	46,31 €	34,73 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	Oferta
Sistemas de aspiración			
010005	BioKlair Diario 5 L	29,44 €	22,08 €
031101	BioKlair Semana 1 L	19,11 €	14,33 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	Oferta
Impresiones y prótesis dentales			
035019	Impression Clean 5 L	89,48 €	67,11 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	Oferta
Cubetas de impresión e instrumentos			
224640	Dissolclean 1 L	25,05 €	18,79 €
Autoclaves			
031111	BioKleaner 500 ml.	25,67 €	19,25 €
225514	BioKleaner esponja	8,95 €	6,71 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	Oferta
Conducciones acuíferas			
031113	Pure Fluid 1 L	56,06 €	42,04 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	Oferta
Manos			
031110	Wash 1 L	12,13 €	9,10 €
226880	Tapón dispensador	4,62 €	3,47 €

25%dto.



HYDRIM C61WD/M2 G4

Termodesinfectadoras

COLTENE
SciCan

Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara perfectamente pequeños volúmenes de instrumentos para la esterilización con un Statim u otros procesos de esterilización. Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca instrumentos dentales sólo presionando un botón.



20% dto.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
225596	Hydrim C61WD termodesinfectadora G4	6.752,08 €	5.401,66 €
225597	Cesta p/Hydrim C61WD con tapa abatible	135,22 €	108,18 €
231068	Hydrim C61 rack P.3 cassette	258,87 €	207,10 €
226882	Hydrim C61WD solución limpiadora 8 x 750 ml	156,97 €	125,58 €
TOTAL CONJUNTO			5.842,51 €

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
231580	Hydrim M2 termodesinfectadora G4	9.411,73 €	7.529,38 €
216829	Hydrim M2 Rack P. 5 cassette completo	153,10 €	122,48 €
216827	Hydrim M2 cesta larga	217,34 €	173,87 €
216826	Hydrim M2 solución limpiadora 3,8 L. X2	165,73 €	132,59 €
TOTAL CONJUNTO			7.958,32 €

STATIM G4™

Autoclaves
Cassette
2000-5000
G4



Hasta un
52% dto.

¡Uds. Limitadas!

Desde 174,55€

Statim 2000 G4
Al mes**

Desde 231,56€

Statim 5000 G4
Al mes**

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
222920	Statim 2000 G4 Autoclave Cassette	6.448,29 €	3.095,18 €
222921	Statim 5000 G4 Autoclave Cassette	8.212,21 €	4.106,11 €

ENSURE™

Monitorización
para autoclave

20% dto.



Oferta 2,30€
La unidad


Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
222961	Ensure Incubadora + Kit Inicial	374,82 €	299,86 €
231515	Ensure Indicador Biológico x 10 uds.	28,70 €	22,96 €

**Ejemplo financiación a 24 meses a través de Infibail. Excepto Ceuta, Melilla y Portugal. Sujeta a envío de documentación y aprobación por el Comité de Riesgos. Consulte con su Promotor de zona.

Instalación sencilla, eficaz y ¡fácil! en su aire acondicionado*

*Consulte condiciones de instalación.

10% Dto.



PlasmaAir
by **tayra**

PA 100/200 SERIES

Los generadores de iones de aire de la serie 100 y 200, son unidades de calidad comercial de un solo tubo destinadas a la instalación en unidades de tratamiento de aire (AHU), hornos o sistemas de conductos para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Ref.: 231835
Ionizador Barrido 102E
Plasma Air p/sistema
AC centralizado
P.V.P.: 1.832,33€



Oferta*
1.649,10€

PA 600 SERIES

Esta unidad de auto equilibrio es muy versátil, ya que puede instalarse en la entrada del ventilador de una unidad de tratamiento de aire, unidad de serpentín de ventilador, PTAC, bomba de calor o un sistema dividido sin conducto VRF.

Ref.: 231834
Ionizador Barrido PA604
Plasma Air p/split,
casette, fancoil
P.V.P.: 665,55 €



Oferta*
599,00€

Júlia[®]
Software Dental
La revolución del software dental pensando en las personas...
www.softwaredentaljulia.com

Interconectando la clínica dental

Prueba 30 días GRATIS

Red de promotores

Zona Centro, Andalucía y Canarias

Arturo Valls
arturo.valls@americandent.com
+34 682 813 665

Zona Norte

Jon Aguilera
jon.aguilera@americandent.com
+34 669 565 968

Zona Este

Yebel Cuenca
yebel.cuenca@americandent.com
+34 686 428 443

Cataluña y Aragón

Freddy D'Marco
freddy.dmarco@americandent.com
+34 650 250 041

Óptica Optometrista

María Jesús Rubio
mariajesus.rubio@americandent.com
+34 690 910 105



*Obsequio enviado mediante envío directo desde American M&D. Para ello el profesional, deberá enviar justificante de compra de los productos con cargo de dicha oferta a través de un correo electrónico a promociones@americandent.com. Tiempo límite para el envío de la prueba de compra 20 días tras la recepción del artículo con cargo. Para cualquier consulta, contacte con el delegado American M&D de su zona.

De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados por el Grupo Kalma para cumplir con la relación contractual existente con Ud., así como para mantenerle informado de las actividades del Grupo (puede conocer la identidad del resto de empresas del Grupo, en la web www.grupokalma.es), amparándose Grupo Kalma en la ejecución del contrato existente entre las partes. De igual manera, le informamos de que el resto de empresas del grupo podrá tratar sus datos con las mismas finalidades en su propio interés y en el interés legítimo de la empresa. Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con Ud., mientras Ud. no ejercite la supresión u oposición a sus datos, y mientras persistan las obligaciones legales que afecten a Grupo Kalma. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercer a través de e-mail a lpd@grupokalma.com. Para más información la política de privacidad en <http://grupokalma.es/politica-privacidad/>. Precios en euros y sin IVA. American M&D no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Promociones no acumulables con otras ofertas existentes, ni en página web.

Somos de
grupo[®]
kalma

Síguenos en